


TESTE DE PERMEABILIDADE DO OXIGÊNIO

Um estudo conduzido pela Capsugel evidenciou a propriedade das Tapiocaps™ de maior proteção contra a permeabilidade do oxigênio quando comparadas às cápsulas de gelatina.

Antioxidantes em geral são muito instáveis: carotenoides, coenzimas, fenólicos, flavonoides e vitaminas de uso oral e vaginal (A, C, E e etc), assim como probióticos orais e vaginais. Por isso, ao prescrever fórmulas compostas por associações de várias classes de substâncias, não deixe de sugerir Tapiocaps™.

PERMEABILIDADE AO OXIGÊNIO (cm³/m²/dia)



Referências Bibliográficas:
1.Vermani K, Garg S. Scope and Potential of Vaginal Drug Delivery. Pharm. Sci. Technol. Today 3 (10), 359–364 (2000)
2.Sanjay Garg et al.Compendium of Pharmaceutical Excipients for Vaginal Formulations. Pharmaceutical Technology Drug Delivery 2001, 14-24
3.Wang Ya, MD et al. Efficacy of vaginal probiotic capsules for recurrent bacterial vaginosis: a double-blind, randomized, placebo-controlled study. American Journal of Obstetrics & Gynecology, August 2010, 120.e6.

VANTAGENS DA APLICAÇÃO VAGINAL

- Evita o efeito de primeira passagem hepática
- Redução da incidência e severidade de efeitos colaterais gastrointestinais
- Redução de efeitos colaterais hepáticos dos esteroides usados em terapia de reposição hormonal
- Facilidade de autoaplicação

TAPIOCAPS™ x ÓVULOS VAGINAIS

- Farmacotécnica simplificada
- Mais seguras a ativos sensíveis e a elevados pontos de fusão
- Livres de elementos geneticamente modificados, conservantes, alergênicos e outros



A cápsula certa para cada formulação

Capsugel

Now a **Lonza** Company



Endereço
Alameda dos Maracatins, 780 - 1502
Indianópolis - São Paulo - SP
04089-001

Contato
contato@i9magistral.com.br
www.i9magistralshop.com.br

Telefone
+55 11 3526-5919
0800 038 6267



Aplicação Vaginal
rápida desintegração

Capsugel

Now a **Lonza** Company

APRESENTAÇÃO

Tapiocaps™ são cápsulas veganas produzidas com pulu-lam, proveniente da fermentação natural do amido da mandioca (tapioca). Devido à sua funcionalidade, compo-sição e características de desintegração, têm sido indicadas para aplicações em diversas vias de administração: oral, sublingual e vaginal.



Cápsulas 100% veganas!

SUGESTÕES DE APLICAÇÕES

A administração de drogas pela via vaginal é utilizada principalmente para tratamento de infecções locais como vaginite, vaginose bacteriana, candidíase e outras infecções.

Há um número limitado de formas vaginais disponí-veis no mercado e as Tapiocaps™, cápsulas duras de tapioca, passam a ser uma ótima opção.



EXEMPLO DE FORMULAÇÕES

Probiótico Vaginal	
Lactobacillus plantarum P17630	100 milhões UFC
Excipiente qsp	1 Tapiocaps™ (cápsula vaginal)
Excipientes da formulação:	• Amido de milho • Manitol • Estearato de magnésio • Dióxido de silício • Carboximetilcelulose sódica reticulada

Indicação: Restaurar o equilíbrio natural da flora vaginal e impedir a recorrência de infecções fúngicas.

Modo de usar: Aplicar uma cápsula intravaginal profundamente antes de dormir ou à critério médico.

Equilíbrio da Flora Vaginal

Lactobacillus rhamnosus L acidophilus e Streptococcus thermophilus	8 bilhões UFC
Excipiente qsp	1 Tapiocaps™ (cápsula vaginal)
Excipientes da formulação:	• Maltodextrina • Lactose • Estearato de magnésio

Indicação: Prevenção de vaginose bacteriana recorrente.

Modo de usar: Aplicar uma cápsula intravaginal por 7 dias, pausar por uma semana e reaplicar por 7 dias ou à critério médico.

TESTE DE DESINTEGRAÇÃO E ADESÃO

Desintegração *In vitro*
Farmacopeia Europeia: referência à metodologia usada para supositórios e pessários ginecológicos.

Probióticos, encapsulados com marcador colorido.

Resultados:
Tapiocaps™ foram as primeiras a abrir e se desintegrar quando comparadas aos outros polímeros: gelatina e HPMC.

	Cápsulas de gelatina	Tapiocaps®	Vcaps Plus Vegetarian Capsules
Tempo abertura inicial	5’	3’	15’
Desintegração total	35’	25’	45’



TESTES DE ADESÃO

Força de adesão em kg
Tempo de compressão x Força de compressão

	Cápsulas de gelatina	Tapiocaps®	Cápsulas de HPMC
60 seg	2	5,1	2
120 seg	2,3	8,3	2,4
180 seg	3,7	9,7	2,5
300 seg	3,7	12,2	2,6

Tapiocaps™: liberação rápida e forte adesão à mucosa
=
cápsulas apropriadas para uso na via vaginal

Excipientes: papel importante na liberação e absor-ção ou retenção do ingrediente ativo.

Considerar as características e propriedades do ingre-diente ativo veiculado entre os quais: dose, tamanho e forma das partículas, solubilidade, permeabilidade, estabilidade, incompatibilidade e local de ação.